

CARUMED

Because we care!

Räddningsfilt

Art.nr. 501020



Effektiv räddningsfilt för skydd mot kyla eller hetta.
För att skydda mot hetta vänds den guldiga sidan inåt. För skydd mot kyla vänds den silvriga sidan in mot kroppen. I och med att den guldiga sidan då hamnar utåt ökar även synligheten gentemot snö.
210*160cm

CARUMED

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden
Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00
info@carumed.se, www.carumed.se