

CARUMED

Because we care!

Basic Plus

Engångshandskar i Latex



Engångshandskar i Latex

- Osteril
- AQL: 1,5
- Uppfyller EN455 och EN420
- CE-märkt
- Vit
- 100st per ask
- 10 askar per kartong
- 240mm lång

Artikelnummer Pudrade

201000	Small
201001	Medium
201002	Large
201003	Extra Large

Artikelnummer Puderfria

201004	Extra-Small
201005	Small
201006	Medium
201007	Large
201008	Extra Large

CARUMED

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se