

CARUMED

Because we care!

Blue Eco Plus

Puderfria Nitrilhandskar



Blå Nitrilhandske med bra grepp tack vare ytstrukturen på fingrarna.

- Nitril
- Puderfri
- Icke-steril
- Ger bra grepp
- AQL 1,5
- CE-märkt
- Uppfyller EN 455, EN 420 och EN 374
- Längd: c:a 240mm
- Blå
- 100st/ask, 10askar/kartong

Art.nr

- 202015 Small
- 202016 Medium
- 202017 Large
- 202018 Extra-Large
- 202019 Extra-Extra-Large

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se