

carumed

Because we care!

Style Black

Puderfria Nitrilhandskar



Svarta, puderfria nitrilhandskar med bra grepp. Dessa handskar är särskilt populära hos frisörer, tatuerare och vissa restauranger på grund av sin svarta färg. Har allt som du kräver av din nitrilhandske samtidigt som den har en tilltalande färg.

- Nitril
- Puderfri
- Icke-steril
- Ger bra grepp
- AQL 1,5
- CE-märkt
- Uppfyller EN 455, EN 420
- Längd: c:a 240mm
- Svart
- 100st/ask, 10askar/kartong

Art.nr

- 202006 Small
- 202007 Medium
- 202008 Large
- 202009 Extra-Large
- 202010 Extra-Extra-Large

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se