



## Pillerbox med larm

Denna pillerbox med larm och tryckknappsöppning hjälper dig hålla ditt tablettschema hela dagen. Pillerlådan har en enkel, intuitiv programmering, larmfunktionalitet för missade tabletter och bekväm bakgrundsbelysning som gör att den är till stor hjälp när man planerar dagens kosttillskott eller mediciner.



Du kan programmera denna elektroniska pillerbox med upp till 7 olika tider per dag. När larmet går, blinkar displayen, och du kan programmera den att antingen larma eller vibrera eller både och.

Larmtimern på tablettdispensern kan avlägsnas och bäras separat, om så önskas. Enheten har en säker lås mekanism men öppnas enkelt genom en knapptryckning.

Dimensioner: 15,2 x 10,2 x 3,1 cm  
Färg: Vit/blå

Artikelnummer: 120240



Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sverige  
Tel: +46 (0) 46-73 41 00  
info@carumed.se, www.carumed.se