

CARUMED

Because we care!

Munskydd, latexfria snören

Med Comfort

Art.nr. 210010-210015



- 3-lagers
 - Fiberglasfri
 - Bomullsövertäckta latexfria elastiska snören
 - Näsbygga
 - CE-standard – EN 14683 Typ II
 - 1 låda innehåller 50st
 - Paketerade 10 X 50st
- | | |
|--------|--------|
| 210010 | Vit |
| 210011 | Grön |
| 210012 | Blå |
| 210013 | Rosa |
| 210014 | Gul |
| 210015 | Orange |

CARUMED

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se