

# CARUMED

*Because we care!*

## Schine Pill Box



Liten, röd  
Art.Nr. 120045



Stor, blå  
Art.Nr. 120050



Stor, röd  
Art.Nr. 120055

Schine Pill Box är en förvaringsask för mediciner. Asken är klassad som medicinteknisk produkt klass I.

- Praktisk förvaring av tabletter
- Smidig öppning och stängning med transparenta jalusiluckor
- Inga lösa delar
- Stora fack med rundade hörn
- Enkel att ta med
- Färgad botten ger kontrast mot tabletterna
- Den stora modellen har även ordinationskort i plastficka på baksidan (Obs! Plastfickas kan ej diskas)

---

**CARUMED**

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden  
Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00  
info@carumed.se, www.carumed.se



*Because we care!*

## Schine Pill Box

### Liten

Antal fack: 8 (varav 1-7 är numrerade)  
Vikt: 60 gram  
Längd: 10,3 cm  
Bredd: 5,4 cm  
Höjd: 3,2 cm  
Material: Återvinningsbar plast  
Diskning: Kan handdiskas

### Stor

Antal fack: 28 (markerade med siffror, dagar och symboler)  
Vikt: 175 gram  
Längd: 19,7 cm  
Bredd: 11,8 cm  
Höjd: 3,1 cm  
Material: Återvinningsbar plast  
Diskning: Kan maskindiskas i maskinens övre hylla (gäller ej plastfickan)





Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden  
Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00  
info@carumed.se, www.carumed.se

# CARUMED

*Because we care!*

## Schine Pill Box



**CARUMED**

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se