

CARUMED

Because we care!

Severorondeller

(Skyddsblad för krosskrona)



Skyddsronddeller för applicering mellan tablett som ska krossas samt krosskrona. Rondellen håller krosskronan ren vilket tar bort behovet av tidskrävande rengöring mellan varje krossning samt korskontaminering.

Artikelnr: 100405

Antal/frp: 2.100 st

CARUMED

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se